

Marchio / Brand KOS

Classe / Class K-ALT

LAB

7L033BI

Lavabo da appoggio in Corian®, completo di kit per fissaggio. / Sit-on washbasin in Corian®, complete with mounting kit.






Lavabo da appoggio in Corian®, completo di kit per fissaggio.

Sit-on washbasin in Corian®, complete with mounting kit.

LAB

7L033BI

Disegno Complessivo / Overall Drawing



LAB

7L033BI

Dati operativi / Specifications		
Dimensioni / Dimensions	300 x 400 x h. 170 mm	11,8 x 15,8 h. 6,7 inc
Marcatura CE / CE Marking		
Peso netto / Net weight	8.00 kg	17.64 lb

Materiale / Material

Corian / Corian

Pulizia / Cleaning

Per la pulizia quotidiana utilizzare un panno umido con una crema abrasiva leggera o un comune detergente. Agire sempre con un movimento circolare.

Se si formano tracce di calcare utilizzare una spugnetta non abrasiva e un normale prodotto domestico per la loro rimozione. Sciacquare poi con acqua calda e asciugare con panno morbido.

Macchie create da sostanze chimiche devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone. L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie.

For daily cleaning, use a damp cloth with a light abrasive cream or a common detergent. Always act in a circular motion. For limescale traces, use a non-abrasive sponge and a normal household product for removal. Then rinse with warm water and dry with a soft cloth.

Stains created by chemicals must be promptly eliminated with an abundant amount of water and soap. Uncontrolled or prolonged exposure to chemicals damages the surface.

LAB

7L033BI

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	9,64 (Kg)	21,25 (lb)
Volume (dc3) - (in3)	43,25 (dc3)	2639,28 (in3)
h (mm) - (in)	230,00 (mm)	9,06 (in)
L1 (mm) - (in)	400,00 (mm)	15,75 (in)
L2 (mm) - (in)	470,00 (mm)	18,50 (in)

